

1

Praxis/Patient:

Vorn./Name d. Patienten _____

Geschlecht: M ☐ W ☐ Geb. _____

Wunschtermin _____

☐ Bitte kontaktieren Sie uns zunächst telefonisch (möglichst Name des Behandlers)
Ansprechpartner: _____

Praxisstempel

2

Mitgelieferte Unterlagen:

Silicondoppelabdruck: ☐ OK ☐ UK

Modelle (Klasse III Hartgips): ☐ OK ☐ UK

Gegenkiefermodell das nicht lingual beklebt wird: ☐ OK ☐ UK

Individuelles Registrat: ☐

Registrat der Lateralbewegung: ☐

Zielsetup soll im Mittelwertartikulator erstellt werden: ☐

Orthopantomogramm: ☐

Fernröntgenseitenaufnahme: ☐

Wachsbiss in Schlussbissstellung: ☐

3

Zahnstatus und anamnestische Angaben:

Wir bitten in nebenstehendes Zahnschema Besonderheiten wie folgt zu markieren:

Fehlender Zahn mit: X

Zu entfernender Zahn mit: EX

Keramikkrone mit: KE

Keramikbrückenglied mit: KEG

Kunststoffkrone mit: KU

Kunststoffbrückenglied mit: KUG


Metallkrone mit: ME

Metallbrückenglied mit: MEG

Implantat mit: I

Sonstige Besonderheiten wie folgt: _____

Relevante weitere Angaben (Erblichkeit, Zunge, Zungenfunktion, Atmung, etc.): _____



4

Zielsetup / Patientenübertragungstray:

Bitte fertigen Sie:

Zielsetup für lingual zu beklebenden Kiefer: ☐ OK ☐ UK

Patientenübertragungstray (immer inkl. Ätztabelle),
komplett mit Brackets und **endständigen Röhrchen** für,

komplett, **aber Molarenbänder** an: ☐ OK ☐ UK

UK soll vestibulär versorgt werden – bitte hierfür indirekte Vorbereitung: ☐

5

Sollwerte und Überkorrekturen:

☐ **Die Aufstellung des Zielsetups wird der Laborleitung anvertraut.**

In diesem Falle legen wir folgende Sollwerte zu Grunde:

		4er Extraktionsfälle						Nonextraktionsfälle					
		Rechts			Links			Rechts			Links		
Zahn:		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Angulation:	OK	+6°	+10°	+14°	+6°	+10°	+14°	+5°	+8°	+18°	+5°	+8°	+18°
	UK	+4°	+6°	+12°	+4°	+6°	+12°	+0°	+0°	+6°	+0°	+0°	+6°
Torque:	OK	+18°	+12°	0°	+18°	+12°	0°	+14°	+7°	-2°	+14°	+7°	-2°
	UK	+4°	+4°	-7°	+4°	+4°	-7°	+0°	+0°	-7°	+0°	+0°	-7°
Höhe:	OK	IstWertx	x-0,5	x+0,5	IstWertx	x-0,5	x+0,5	IstWertx	x-0,5	x+0,5	IstWertx	x-0,5	x+0,5
	UK	IstWertx	x-0,5	x+0,5	IstWertx	x-0,5	x+0,5	IstWertx	xWert	x+0,5	IstWertx	xWert	x+0,5

Mögliche Überkorrekturen bzgl. Torque, Angulation, Bissabsenkung, Bissanhebung und Rotation von Zähnen werden nach unseren Erfahrungen vorgenommen.

☐ Nein, Überkorrekturen wie folgt vornehmen:

		Rechts			Links			Vorzeichen
Zahn:		1	2	3	1	2	3	
Angulation:	OK							+ = mesioangulieren - = distoangulieren
	UK							
Torque:	OK							+ = Torque nach palatinal - = Torque nach bukkal
	UK							
Höhe:	OK							+ = Zahn verlängern - = Zahn verkürzen
	UK							
In/Out:	OK							+ = Zahn nach außen - = Zahn nach innen
	UK							

- ☐ Rotierte Zähne sollen im Zielsetup 3° - 6° überkorrigiert werden.
- ☐ Bei knappem vertikalem und frontal offenem Biss: Biss überkorrigierend absenken.
- ☐ Bei stark tiefem Biss: Knappen vertikalen Überbiss (1 mm bis Kopfbiss!) aufstellen.

6

Attachements und Regulierungsbögen:

Attachements:

☐ Bitte Attachements nach Ihrer Erfahrung anliefern

Ausschließlich ORMCO Lingualbrackets und Röhrcen: ☐

Original Lingualbrackets nur von 3 nach 3: ☐

Folgende an den Seitenzähnen: _____

Verankerung:

Headgear: Definitiv unerwünscht: ☐

Falls günstig, möglich: ☐

Palatinalbogen an Bändern:

an 16,26 ☐ oder an 17,27 ☐

Regulierungsbögen:

Im Normalfall werden 4 Bögen benötigt. Wir empfehlen die im Folgenden markierten ersten 3 Bögen in untenstehender Reihenfolge sowohl bei Extraktions- als auch Nonextraktionsfällen zu verwenden.

Danach kommt beim Nonextraktionsfall ein .016 x .022 Stahlbogen und beim Extraktionsfall ein .018 x .025 Stahlgleitbogen. In beiden Fällen kann noch ein Finishingbogen – z.B. .016 TMA – nötig sein.

☐ Bitte Bögen nach Ihrer Erfahrung anliefern

☐ Nein, bitte nebenstehend angekreuzte Bögen liefern:

Sonstige Regulierungsbögen:

für den OK: _____

für den UK: _____

(Hier ankreuzen)

Regulierungsbögen	Empfehlung		OK	UK
.014 Cu NiTi			☐	☐
.016 NiTi rund	Ex. (1.)	Nonex. (1.)	☐	☐
.018 NiTi rund			☐	☐
.016 x .016 Cu NiTi			☐	☐
.017 x .017 Cu NiTi	Ex. (2.)	Nonex. (2.)	☐	☐
.017 x .025 Cu NiTi	Ex. (3.)	Nonex. (3.)	☐	☐
.016 x .022 Stahl		Nonex. (4.)	☐	☐
.017 x .017 TMA			☐	☐
.017 x .025 TMA			☐	☐
.018 x .025 Stahl	Ex. (4.)		☐	☐
.016 TMA rund			☐	☐

☐ zunächst nur Palatinalbogen mit 2

.017 x .025 TMA Teilbögen zum initialen Distalisieren vom 13 u. 23.

☐ Pontics für 14 und 24



**Fachlabor
Dr. W. Klee**

für grazile Kieferorthopädie

Frankfurt am Main:
Vilbeler Landstr. 3-5, 60386 Frankfurt, Germany
Telefon +49 69 94221-0

Potsdam:
Rudolf-Moos-Straße 176, 14482 Potsdam, Germany
Telefon +49 331 55070-0

www.kfo-klee.de – info@kfo-klee.de