

Indirekte Klebetechnik / Bond&Go

Festsitzende Apparaturen

AUFTRAGSFORMULAR

Zu den Bedingungen des neuesten Leistungsverzeichnisses

1

Praxis/Patient:

Hier bitte unbedingt das **Patienten-ID-Etikett** aufkleben:

Dieses Patienten-ID-Etikett dient der eindeutigen Auftragsverfolgung. Sie werden dann mit der Rücksendung Ihres Erstauftrages eine genügend grosse Anzahl erhalten. Weitere Patientenangaben sind dann nicht mehr erforderlich.

FL-Auftragsnummer

Bitte unbedingt die **FL-Auftragsnummer** – am besten ausgedruckt beilegen, aufkleben oder hier ergänzen:

Die E-Mail-Adresse ist für den XML-Versand von GKV-Patienten zwingend erforderlich. Bitte ergänzen: _____

Vorn./Name d. Patienten _____

Geb.-Datum _____ Geschlecht: M ☐ W ☐ D ☐

Versicherungsstatus: ☐ GKV ☐ PKV ☐ Selbstzahler ☐ Beihilfe

Wunschtermin _____ (ca. 14 Werktage)

☐ Bitte kontaktieren Sie uns zunächst telefonisch

Ansprechpartner: (möglichst Name des Behandlers) _____

Praxisstempel

2

Mitgelieferte Unterlagen:

Abdrücke: ☐ OK ☐ UK Wachsbiß in Schlussbißstellung: ☐ Altgeräte: ☐ OK ☐ UK

Modelle: ☐ OK ☐ UK Konstruktionsbiß: ☐ Fernröntgenseitenaufnahme: ☐

Modelle bitte: ☐ Duplizieren ☐ Sockeln ☐ Trimmen Orthopantomogramm: ☐

Bitte senden Sie uns Modelle, die maximal 4 Wochen alt sind!
Andernfalls können wir nicht garantieren, dass die hergestellten Geräte der aktuellen Situation entsprechen.

3


Zahnstatus und anamnestische Angaben:

Wir bitten möglichst in nebenstehendes Zahnschema Besonderheiten wie folgt zu markieren:

K = Krone Metall
B = Brückenglied Metall
KV = Vestibulär verblendete Krone Keramik
BV = Vestibulär verblendetes Brückenglied Keramik
KM = Vollverblendete Krone Keramik
BM = Vollverblendetes Brückenglied Keramik
KK = Vollverblendete Krone Kunststoff
KVK = Vestibulär verblendete Krone Kunststoff
KB = Vollverblendetes Brückenglied Kunststoff
f = fehlender Zahn
EX = zu entfernender Zahn
I = Implantat

Sonstige Besonderheiten wie folgt:

Relevante weitere Angaben:
(Erblichkeit, Zunge, Zungenfunktion, Atmung, etc.)



4

Indirektes Kleben (Bracketauswahl, Bogenauswahl, Hilfsapparaturen)

Voll-Fix: ☐ OK ☐ UK Teil-Fix: ☐ OK ☐ UK

☐ Indirektes Kleben vorbereiten:

Bond&Go (Empfehlung):

Dieses All-Inklusiv-Paket umfasst laborseitig vorgenommene genaue **Bracketpositionierung** (Metall- oder Keramik), ein zweischichtiges **Präzisionsübertragungstray**, sowie eine Folge individualisierter FEMAdent **Behandlungsbögen**.

Wählen Sie die gewünschten Komponenten selbst aus:

☐ Präzisionsübertragungstray (zweischichtig) ☐ Standardübertragungstray (einschichtig) ☐ Ätزشablone

☐ Nicht indirekt vorbereiten, es wird direkt geklebt

Bitte wählen Sie das gewünschte Bracket aus. **Die Brackets* sind von FEMAdent.** Wir empfehlen MBT 22 in Metall und Keramik. Bitte liefern Sie:

	Silver Evolution* MBT 22 (Metall)		Luminar White * MBT 22 (Keramik)		Silver Classic* Roth 18		Silver Classic* Roth 22		Silver Clip Roth 22* (selbstligierend)		Kunststoff Roth 18		Kunststoff Roth 22	
	Front-/ Eckzähne	Prä- molaren	Front-/ Eckzähne	Prä- molaren	Front-/ Eckzähne	Prä- molaren	Front-/ Eckzähne	Prä- molaren	Front-/ Eckzähne	Prä- molaren	Front-/ Eckzähne	Prä- molaren	Front-/ Eckzähne	Prä- molaren
OK														
UK														

Bei Keramik empfehlen wir im UK MBT22 Metall Brackets

Abweichungen bitte angeben:

BITTE WENDEN

☐ Mitgelieferte Brackets einsetzen. Ich lege bei (Typ):

☐ Es werden eigene Brackets verwendet. Ich verwende ☐ 0.18er Slots ☐ 0.22er Slots
☐ Linguale Klebecleats soweit erforderlich ☐ Bond Fast Kit (chemischer Kleber)

Wenn nur in einem Kiefer labiale Brackettechnik gewünscht, dann im Gegenkiefer:

* Siehe separates Auftragsformular für Lingualtechnik

☐ kein Gerät ☐ Plattenapparatur ☐ linguale Brackettechnik* ☐ Sonstiges _____

☐ Die Konstruktion der Bögen, Hilfselemente und Hilfsapparaturen wird der Laborleitung anvertraut.

Wir liefern dann FEMAdent Behandlungsbögen gemäß Behandlungsplan. Bei Keramikbrackets liefern wir standardmäßig beschichtete Bögen.

☐ Keine beschichteten Bögen

☐ Nein, liefern Sie wie folgt:

Regulierungsbögen:

Bögen OK	beschichtet
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Bögen UK	beschichtet
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	


☐ Sonstiges _____

5

Festsitzende Hilfsapparaturen: (Entsprechendes bitte ankreuzen)

	gelötet	Mia-System
Quadhelix		
Palatinalbogen		
Bihelix		
Expansions-W		
Lingualbogen		

- ☐ Drahtaufbiß bei
☐ Headgear lowpull
☐ Headgear highpull
☐ Gelenkheadgear für ☐ 16 ☐ 26
☐ Delaire-Verankerung ☐ Maske
☐ Falls indiziert,
temporäre Implantatverankerung
(Mikroimplantate)
nach vorheriger Beratung



- ☐ Nance Normalausführung**
☐ Aufbißance – Standard**
☐ Aufbißance transversal aktivierbar**
☐ Festsitzendes Zungengitter**
☐ Aufrichtefeder nach Prof. Sander

** Diese Behelfe werden im
Normalfall an den Anker-
bändern angeschweißt.

SUS: beidseitig ☐ einseitig links ☐ einseitig rechts ☐
BENEFit-System® beidseitig ☐ einseitig links ☐ einseitig rechts ☐
Distal-Jet beidseitig ☐ einseitig links ☐ einseitig rechts ☐

- ☐ Herbstapparatur ☐ GNE ☐ Festsitzende Lückenhalter
☐ gegossen (SLM) ☐ gegossen (SLM) ☐ gegossen (SLM) ☐ Patienten-Kit „Silver-Edition“
☐ mit Bändern (GKV) ☐ mit Bändern (GKV) ☐ mit Band ☐ Patienten-Kit „Clear-Edition“
☐ Titan ☐ Kappenschiene

☐ Sonstiges _____

So geht die Auftragserteilung noch einfacher:

In unserem **KFO Online-Auftragsportal** können Sie Ihre Aufträge elektronisch erfassen. Digitale Dokumente wie z.B. Röntgenbilder oder Intraoralscans können Sie hochladen und mit dem Auftrag versenden. Das geht schnell und ist sicher. Registrieren Sie sich auf **www.kleeportal.de** und erhalten Sie gleich Ihre Zugangsdaten.



**Fachlabor
Dr. W. Klee**
für graziile Kieferorthopädie

Frankfurt am Main:
Vilbeler Landstr. 3-5, 60386 Frankfurt, Germany
Telefon +49 69 94221-0

Potsdam:
Rudolf-Moos-Straße 176, 14482 Potsdam, Germany
Telefon +49 331 55070-0

www.kfo-klee.de – info@kfo-klee.de